


Epiduralkatheter



EPIDURALKATHETER

Katheter zur Epiduralanästhesie und postoperativen Schmerztherapie

PUR-Katheter

- thermosensibles PUR sichert die Anpassung an gegebene anatomische Verhältnisse und bietet dadurch hohen Patientenkomfort
- besonders gute Biokompatibilität ermöglicht längerfristige Anwendung während der (postoperativen) Schmerztherapie
- proximal mit integrierter, patentierter Stützspirale zum sicheren Schutz vor Okklusion, hervorgerufen durch proximal aufgesetzten „Easy-Lock“-Adapter
- röntgenkontrastfähig zur Lagekontrolle
- in zwei Materialvarianten
 - distal offener Katheter aus sehr weichem und dennoch knickstabilem PUR, zur einfachen und sicheren Platzierung mit Mandrin ausgestattet (Art.-Nr. 185.101)
 - distal geschlossener Katheter mit seitlichen Öffnungen aus etwas härterem PUR zur einfachen und sicheren Platzierung (Art.-Nr. 186.101)