

# Epiduralkatheter von VYGON

## Weicher Epiduralkatheter aus thermosensiblen Material



### Anzahl pro VE

20 Stück

Epiduralkatheter in unterschiedlichen Ausführungen zur Epiduralanästhesie und postoperativen Schmerztherapie. Der längenmarkierte weiche Polyurethan-Katheter ist besonders thermosensibel und passt sich optimal an den Patienten an.

SSB

Dieses Produkt ist eingeschränkt als Sprechstundenbedarf abrechnungsfähig.

Katheter G	Katheter Ømm	Katheter Lcm	für Tuohy	Anzahl der Augen	Art.-Nr.	PZN
20	0,52 x 0,92	90	18tw	-	185.101	00875313
20	0,52 x 0,92	90	18tw	3	186.101	00875336

## Epiduralkatheter

Der längenmarkierte weiche Polyurethan-Katheter ist besonders thermosensibel und passt sich nach Platzierung optimal an den Patienten an. Dies bedingt einen hohen Tragekomfort im Rahmen der postoperativen Schmerztherapie oder der Geburtshilfe. Die schwarz markierte Katheterspitze ist weich und abgerundet, um einer Duraperforation vorzubeugen. Im proximalen Ende befindet sich eine in das Kathetermaterial eingearbeitete Stützspirale zur Vermeidung von Katheterokklusionen.



Der Katheter ist in zwei Ausführungen verfügbar:

- distal geschlossen mit drei seitlichen Öffnungen
- distal offen mit Mandrin, der Mandrin endet 2 cm vor der Katheterspitze, um eine Duraperforation zu vermeiden

Hinweise:

- der Katheter ist für eine Platzierung über eine Tuohy Kanüle 18 G "thin wall" mit einem Innendurchmesser von mindestens 1,05 mm ausgelegt
- der Katheter ist röntgenkontrastgebend
- aufgrund von Metallbestandteilen ist der Katheter nicht MRT-geeignet.

## Spezifikationen

Kathetertyp	Durchmesser			Länge	Mandrin	für Tuohy	Art.-Nr.	VE
	G	Ø-Außen mm	Ø-Innen mm					
distal offen	19	1,0	0,6	90	ja	18 G, "thin wall"	185.101	20
distal geschlossen, drei seitlichen Augen	20	0,9	0,6	90	-	18 G, "thin wall"	186.101	20