

Tuohy-Kanüle "Thin-Wall" von Vygon

Biegesteife besonders dünnwandige Tuohy-Kanüle für die Epiduralanästhesie.



Anzahl pro VE

20 Stück

Besonders dünnwandige Kanüle mit Tuohy-Schliff, zur Platzierung von Kathetern mit bis zu 1 mm Außendurchmesser

SSB

Dieses Produkt ist eingeschränkt als Sprechstundenbedarf abrechnungsfähig.

Kanüle Lmm	Kanüle in G	Kanüle Ømm	Farbcode	Art.-Nr.	PZN
90	18	1,30	rosa	184.18	00874259
120	18	1,30	rosa	184.28	00874383
150	18	1,30	rosa	184.58	00874408
80	18	1,30	rosa	184.88	00874822

Tuohy-Kanüle "Thin-Wall"

Der Präzisions-Tuohy-Schliff mit Krümmung ermöglicht ein optimales Durchdringen von Gewebe und Ligamenta und gibt, bei Anwendung für die Einführung eines Periduralkatheters, die gewünschte Katheterlagerichtung. Ein dichtschießender Edelstahlmandrin verhindert die Verschleppung eines ausgestanzten Gewebezylinders in den Epiduralraum. Der transparente Kanülenansatz mit Lupenfunktion ermöglicht es frühzeitig eine ungewollte Fehllage im Subarachnoidalraum anhand des Liquorrückfluss zu erkennen. Die längenmarkierte Kanüle ist mit einer abnehmbaren Griffplatte ausgestattet. Die Kanüle ist in der dünnwandigen Ausführung "**thin-wall**" für die Platzierung von Kathetern bis 1 mm Außendurchmesser geeignet.



Im Überblick:

- längenmarkierte Kanüle mit dichtschießendem Edelstahlmandrin und abnehmbarer Griffplatte
- transparenter Kanülenansatz mit Lupenfunktion
- **18 G "thin wall"** -Ausführung für die Platzierung von Kathetern bis 1 mm Aussendurchmesser
- Überlängen 120 mm und 150 mm verfügbar

Spezifikationen

G	Kanüle		Farbcode	Art.-Nr.	VE
	L mm	Ø mm			
18tw	80	1,3	rosa	184.88	20
18tw	90	1,3	rosa	184.18	20
18tw	120	1,3	rosa	184.28	20
18tw	150	1,3	rosa	184.58	20