

VYNBAKT Injektionsfilter flach von Vygon

**Flacher Injektionsfilter zur
Vermeidung mikrobieller
Kontamination**



Anzahl pro VE

50 Stück

96-Stunden-Bakterien-Flachfilter, 0,22 µm Porengröße

Bakterienretention Funktionsdauer in h	Durchfl. ml/min	Art.-Nr.	PZN
96	200	808.22	11125199

Flachfilter

0,22 µm, zur Vermeidung mikrobieller Kontamination und zur partikelfreien Injektion

- 96 Stunden Bakterienretention
- ohne Luftabscheidung
- druckbeständig bis 5,2 bar
- gute Fixierung am Patienten durch flache Ausführung
- Durchflussrate: min. 200 ml/min
- Filterfläche 4,3 cm²
- Luer-Lock-Ansatz



Spezifikationen

Bakterienretention Funktionsdauer in h	max. Flussrate ml/min	max. Druck bar	Art.-Nr.	VE
96	200	5,2	808.22	50