

Boussignac CPAP Flowmeter mit Steigrohr von Vygon

30 L Flowmeter mit Steigrohr



Anzahl pro VE

1 Stück

Flowmeter mit bis zu 30 l/min Gasfluss

| Ausführung | Art.-Nr. | PZN |
|-------------------|-----------------|------------|
| Druckluft | 5563.32 | 04482059 |
| Sauerstoff | 5563.42 | 04482065 |

Flowmeter mit Steigrohr

Zur Realisierung einer CPAP-Therapie mittels des Boussignac Systems sind mitunter hohe Gasströme erforderlich.

Da Standardflowmeter zumeist einen Maximalflow von 15 l/min haben, empfehlen wir ein **Flowmeter** mit einem **Fluß von bis zu 30 l/min** einzusetzen.

Das Flowmeter ist ein **klassisches Steigrohrflowmeter** mit **Anschluss nach DIN 13260**.



Spezifikationen

| Ausführung | Flowmeter mit Steigrohr | | Art.-Nr. | VE |
|------------|-------------------------|------------|----------|----|
| | Maxflow in l/min | Anschluss | | |
| Druckluft | 30 | viereckig | 5563.32 | 1 |
| Sauerstoff | 30 | sechseckig | 5563.42 | 1 |