

Boussignac CPAP Flowmeter von Vygon

50 L Flowmeter ohne Steigrohr

Anzahl pro VE

1 Stück

Kompaktflowmeter ohne Steigrohr mit Gasfluss bis zu 50 l/min, einstellbar in 5 l/min-Schritten, aufgrund seiner Stabilität optimal geeignet für den Rettungsdiensteinsatz



Ausführung	Art.-Nr.	PZN
Sauerstoff	5563.82	09514456

Flowmeter ohne Steigrohr

Zur Realisierung einer CPAP-Therapie mittels des Boussignac Systems sind mitunter hohe Gasströme erforderlich.

Da Standardflowmeter zumeist einen Maximalflow von 15 l/min haben, empfehlen wir ein **Flowmeter** mit höheren Flussraten.

Das Flowmeter ohne Steigrohr eignet sich, aufgrund d e s **einfachen und schnellen Handlings**, insbesondere für den Rettungsdienst.

Es ist in 5er Schritten bis zu 50 l/min O₂ einstellbar.
Der Anschlusstutzen ist gemäß **DIN 13260** ausgeformt.



Spezifikationen

Flowmeter ohneSteigrohr			Art.-Nr.	VE
Ausführung	Maxflow in l/min	Anschluss		
Sauerstoff	50	sechseckig	5563.82	1