

FIO2-Adapter für CPAP-Ventil von Vygon

Adapter zur Beimischung von Umgebungsluft unter CPAP-Therapie



Anzahl pro VE

5 Stück

Adapter für die Einstellung der Sauerstoffsättigung während einer Boussignac CPAP-Therapie, basiert auf dem Beimischen von Umgebungsluft

Art.-Nr. PZN

5566.01 09514479

FIO2-Adapter

Dieser Adapter ist für die CPAP-Therapie nach Boussignac bei nicht 100% -iger Sauerstoffgabe vorgesehen. Das kontrollierte Beimischen von Umgebungsluft ermöglicht die Gabe eines Sauerstoff-Luft-Gemischs. **Die Sättigung ist Stufenlos einstellbar.** Der Einsatz dieses Adapters wird bei der **Behandlung von COPD-Patienten** oder auch bei einer **lang anhaltenden CPAP-Therapie** während Verlegungsfahrten **empfohlen.**



Spezifikationen

FIO2-Adapter	Art.-Nr.	VE
Einstellbare Sauerstoffsättigung		
30 % / 50 % / 100%	5566.01	20