

Boussignac CPAP Rettungsdiensttasche von Vygon

Rettungsdiensttasche mit allen
Komponenten zur CPAP-
Therapie



Anzahl pro VE

1 Stück

Zubehör und Einmalprodukte zur Durchführung einer Boussignac CPAP-Therapie

Art.-Nr.	PZN
-----------------	------------

5562.700	09514427
----------	----------

5562.799	09514433
----------	----------

5562.842	06847588
----------	----------

CPAP-Rettungsdiensttasche

Die Tasche stellt dem Anwender das **notwendige Zubehör** bereit, um eine **CPAP-Therapie** mithilfe des Boussignac-Systems umzusetzen. In Notfallsituationen hat man mit der CPAP-Rettungsdiensttasche alle **benötigten Komponenten direkt zur Hand**.

Die strapazierfähige Codura-Tasche hat die kompakten Maße 36 cm x 27 cm x 12 cm, womit das System im Rettungsdienstfahrzeug einen Platz findet.

Das Hauptfach der Tasche ist in drei Fächer aufgeteilt, worin übersichtlich das Equipment angeordnet ist.



Inhalt:

- 30 Liter Flowmeter für O₂ mit Steckkupplung nach DIN 13260 Teil 2
- Manometer mit Halteband zur Messung des patientenseitigen Drucks
- 3 Atemmasken (eine je Größe)
- 2 CPAP-Ventile
- Halteband zur Maskenfixierung
- Spritze zum Befüllen des Luftkissens der Masken
- FIO₂-Adapter
- Sprudelvebner

Spezifikationen

Ausstattung	Art.-Nr.	VE
Tasche komplett	5562.842	1
Tasche ohne Flowmeter	5562.700	1
Tasche ohne Inhalt	5562.799	1