

# Multicath 3 Safe von Vygon

## Venenkatheter aus Polyurethan mit Sicherheitskanüle

Anzahl pro VE

10 Stück



Dreilumiger zentralvenöser Katheter nach Seldinger mit Sicherheitspunktionskanüle Seldisafe gemäß TRBA 250 für die Intensivmedizin zur Simultaninfusion von nicht-kompatiblen Lösungen und Blutentnahme ohne Unterbrechung der Infusionstherapie


| Katheter<br>Ømm | Katheter<br>Fr | Katheter<br>Lcm | Art.-Nr. | PZN      |
|-----------------|----------------|-----------------|----------|----------|
| 2,7             | 7,5            | 16              | 155.170  | 09782352 |
| 2,7             | 7,5            | 20              | 155.270  | 09782369 |
| 2,7             | 7,5            | 30              | 155.370  | 09782375 |

## Multicath 3 Safe

### Mehr Sicherheit als Standard!

Dreilumiger zentralvenöser Katheter nach Seldinger mit **Sicherheitspunktionskanüle Seldisafe** gemäß **TRBA 250** zum Schutz vor Nadelstichverletzungen für die Intensivmedizin zur Simultaninfusion von nicht-kompatiblen Lösungen und Blut-entnahme ohne Unterbrechung der Infusionstherapie.


Alle Komponenten der Kathetersets sind so ausgelegt worden, dass die Gefahr von Stichverletzungen und den damit verbundenen Infektionsrisiken auf ein Minimum reduziert wird.



- hervorragende Platzierungseigenschaften durch vollkontrastgebenden, längenmarkierten Katheter aus thermosensiblen PUR
- die flexible Katheterspitze minimiert das Risiko von Gefäßwandverletzungen
- **Sicherheitspunktionskanüle SeldiSafe** mit optimierten, **echogenen Eigenschaften**
- **knickstabiler Sicherheits-Guide aus Nitinol** und **EKG-Markierung** ermöglicht eine sanfte und sichere Katheterplatzierung, selbst bei schwierigen Venenverläufen
- risikoarmes Infusionsmanagement durch farbig gekennzeichnete Katheteransätze

### Katheter-Set:

- Katheter aus Polyurethan
- **Sicherheitspunktionskanüle SeldiSafe** mit optimierten, **echogenen Eigenschaften**
- **knickstabiler Sicherheits-J-Guide** aus Nitinol mit zusätzlicher **EKG-Markierung** und Einhand-Einführhilfe
- Universalverschlussstopfen
- Fixierflügel, klemmbar
- Spritze, 5 ml
- Dilatator



[zur Übersicht](#)

## Spezifikationen

| Katheter |     |     | Lumen G                          |      |       | Guide |     | SeldiSafe |    |     | Art.-Nr. | VE |
|----------|-----|-----|----------------------------------|------|-------|-------|-----|-----------|----|-----|----------|----|
| Ømm      | Fr  | Lcm | Totr.-Vol. ml<br>Durchfl. ml/min |      |       | Ømm   | Lcm | Ømm       | G  | Lmm |          |    |
|          |     |     | Dist.                            | Med. | Prox. |       |     |           |    |     |          |    |
| 2,7      | 7,5 | 16  | 14                               | 18   | 18    | 0,88  | 60  | 1,26      | 18 | 70  | 155.170  | 10 |
|          |     |     | 0,30                             | 0,33 | 0,38  |       |     |           |    |     |          |    |
|          |     |     | 63                               | 34   | 36    |       |     |           |    |     |          |    |
| 2,7      | 7,5 | 20  | 14                               | 18   | 18    | 0,88  | 60  | 1,26      | 18 | 70  | 155.270  | 10 |
|          |     |     | 0,45                             | 0,34 | 0,36  |       |     |           |    |     |          |    |
|          |     |     | 60                               | 30   | 30    |       |     |           |    |     |          |    |
| 2,7      | 7,5 | 30  | 14                               | 18   | 18    | 0,88  | 70  | 1,26      | 18 | 70  | 155.370  | 10 |
|          |     |     | 0,49                             | 0,40 | 0,50  |       |     |           |    |     |          |    |
|          |     |     | 50                               | 18   | 20    |       |     |           |    |     |          |    |