

# Pädiatrischer Endotrachealtubus, knickfest von Vygon

**Endotrachealtubus für die  
Neonatologie und Pädiatrie**



**Anzahl pro VE**

20 Stück

Knickfester transparenter Tubus

<b>Tubus Lmm</b>	<b>Tubus Ømm</b>	<b>Tubus Fr</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>PZN</b>
165	2,0 x 3,4	10	516.20	09380731
165	2,5 x 4,1	12	516.25	09380748
165	3,0 x 4,6	14	516.30	09380754
165	3,5 x 5,2	15	516.35	09380760
230	4,0 x 5,7	17	516.40	09380777
230	4,5 x 6,2	18	516.45	09380783
230	5,0 x 7,0	21	516.50	09380808
270	5,5 x 8,0	24	516.55	09380814
270	6,0 x 8,5	26	516.60	09380820
270	6,5 x 9,0	27	516.65	09380837

## Pädiatrischer Endotrachealtubus

Gefertigt aus **knickfestem, transparentem Material** passt sich der Tubus der Trachea an und **dichtet** diese **sicher ab**. Die **Tubusspitze** ist zur leichteren Platzierung auf **37° abgesschrägt** und an den **Kanten atraumatisch abgerundet**. Zusätzlich ist die **Tubusspitze schwarz markiert**, um den Anwender während des Intubationsvorganges zu unterstützen, die richtige Einführtiefe zu erkennen. Die Längenmarkierungen des Tubus sind im 5 mm Abständen aufgebracht. **Im Überblick:**

- Transparenter knickfester Tubus
- Schwarze Tubusspitze als Orientierungshilfe während des Intubationsvorganges
- Atraumatische und abgesschrägte Tubusspitze



## Spezifikationen

Tubus, knickfest, transparent					
Länge	Ø-Außen	Ø-Innen	Fr	Art.-Nr.	VE
mm	mm	mm			
165	3,4	2,0	10	516.20	20
165	4,1	2,5	12	516.25	20
165	4,6	3,0	14	516.30	20
165	5,2	3,5	15	516.35	20
230	5,7	4,0	17	516.40	20
230	6,2	4,5	18	516.45	20
230	7,0	5,0	21	516.50	20
270	8,0	5,5	24	516.55	20
270	8,5	6,0	26	516.60	20
270	9,0	6,5	27	516.65	20