

Doppelläufiger Pädiatrischer Tubus, knickfest von VYGON

doppelläufiger Endotrachealtubus für die Neonatologie



Anzahl pro VE

20 Stück

Knickfester transparenter Tubus mit in die Wandung eingelassenen Seitenlumen für eine tracheale Medikamentengabe

Tubus Lmm	Tubus Ømm	Tubus Fr	Art.-Nr.	PZN
165	2,0 x 3,4	10	5516.20	09514278
165	2,5 x 4,1	12	5516.25	09514284
165	3,0 x 4,6	14	5516.30	09514290
165	3,5 x 5,2	15	5516.35	09514309

Doppelläufiger Pädiatrischer Tubus

Der **doppellumige Tubus** eignet sich besonders gut für die Surfactantapplikation in der Neonatologie. Aber auch andere Verwendungen des Nebenlumens, wie z.B. die Atemluftbefeuchtung sind denkbar. Das Nebenlumen ist in die Tubuswandung eingelassen und tritt am distalen Tubusende aus. Gefertigt aus **knickfestem, transparentem Material** passt sich der Tubus der Trachea an und **dichtet diese sicher ab**. Die **Tubusspitze** ist zur leichteren Platzierung auf **37° abgeschrägt** und an den **Kanten atraumatisch abgerundet**. Zusätzlich ist die **Tubusspitze schwarz markiert**, um den Anwender während des Intubationsvorganges zu unterstützen, die richtige Einführtiefe zu erkennen. Die Längenmarkierung des Tubus sind im 5 mm Ab- ständen aufgebracht. **Im Überblick:**



- In die Tubuswandung eingelassenes Zweitlumen zur trachealen Medikamentenapplikation
- Transparenter, knickfester Tubus
- Schwarze Tubusspitze als Orientierungshilfe während des Intubationsvorganges
- Atraumatische und abgeschrägte Tubusspitze

Spezifikationen

Tubus			Applikationslumen		Art.-Nr.	VE
Ø mm	Fr	L mm	Ø mm	ml/min		
2,0 x 3,4	10	165	0,40	2,15	5516.20	20
2,5 x 4,1	12	165	0,55	3,35	5516.25	20
3,0 x 4,6	14	165	0,65	5,00	5516.30	20
3,5 x 5,2	15	165	0,80	15,00	5516.35	20