

Nutrisafe 2 Standard Spritze von Vygon

Spritzen für die sichere, enterale Ernährung

Anzahl pro VE

100 Stück



Nutrisafe 2 - Spritzen zur sicheren enteralen Ernährung

Inhalt in ml	Spritzenkonus	Art.-Nr.	PZN
0,5	zentrisch	1015.002	11125377
1	zentrisch	1015.013	09447027
2,5	zentrisch	1015.023	09381096
5	zentrisch	1015.053	09447033
10	exzentrisch	1015.103	09447056
20	zentrisch	1015.202	12426448
20	exzentrisch	1015.213	09447062
35	zentrisch	1015.352	11125288

Nutrisafe 2 - Spritzen

Nutrisafe 2 – Sicherheitskonzept für die enterale Ernährung

In Anlehnung an die **DIN EN 1615** hat VYGON eine neue Generation Ernährungssonden und Zubehör entwickelt, um eine **Verwechslung** der Zuleitungssysteme für die parenterale und enterale Ernährung zu **verhindern**.

Besonders in der Neonatologie und Pädiatrie ist eine versehentliche Verwechslung der Anschlüsse potentiell lebensgefährlich.

Das NUTRISAFE 2-System ist **kein Luer-System** und kann deshalb nicht mit Luer- oder Invers-Luer-Systemen konnektiert werden.

Eine versehentliche **Verwechslung** und die damit verbundenen Risiken werden **zuverlässig ausgeschlossen**.

Die VYGON Spritzen haben einen weiblichen Nutrisafe 2-Ansatz und lassen sich so mit den männlichen Nutrisafe 2-Ansätzen an den Ernährungssonden verbinden.

- Kein Luer-Lock-Ansatz
- Erhältlich in 1 ml, 2,5 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml
- Einfaches Handling
- Einzeln steril verpackt
- Lila Färbung zur Kennzeichnung der enteralen Ernährung



Spezifikationen

Volumen ml	exzentrische Konnektion	Art.-Nr.	VE
1		1015.013	160
2,5		1015.023	130
5		1015.053	100
10	✓	1015.103	100
20		1015.202	50
20	✓	1015.213	100