

# Verlängerung MIC-KEY von Vygon

## Verbindungssystem für die Konnektion an Buttons

Anzahl pro VE

10 Stück



MIC-KEY-Verbindungen zur Verbindung einer Nutrisafe 2 - Spritze mit einem MIC-Key-Button

<b>Art.-Nr.</b>	<b>PZN</b>
5307.1103	09918188
5307.1106	09918194
5307.2103	09918202
5307.2106	09918219

Nutrisafe 2-MIC-Key®-Verbindungen

## Nutrisafe 2 – Sicherheitskonzept für die enterale Ernährung

In Anlehnung an die **DIN EN 1615** hat VYGON eine neue Generation Ernährungs-sonden und Zubehör entwickelt, um eine **Verwechslung** der Zuleitungssysteme für die parenterale und enterale Ernährung zu **verhindern**.



Besonders in der Neonatologie und Pädiatrie ist eine versehentliche Verwechslung der Anschlüsse potentiell lebensgefährlich.

Das NUTRISAFE 2-System ist **kein Luer-System** und kann deshalb nicht mit Luer- oder Invers-Luer-Systemen konnektiert werden.

Eine versehentliche **Verwechslung** und die damit verbundenen Risiken werden **zuverlässig ausgeschlossen**.

Nutrisafe 2-MIC-Key®-Verbindungen eignen sich zur Verbindung einer Nutrisafe 2-Spritze mit einem MIC-Key®-Button.

Die Verbindung mit geradem Konnektor kann zur Bolusgabe und die Verbindung mit abgewinkelt Konnektor zur kontinuierlichen Ernährung genutzt werden. Zum sicheren Verschluss des Verbindungssystems wird eine Roberts-Klemme verwendet.



- Kein Luer-Lock-Ansatz
- Ausführungen in den Längen 30 cm und 60 cm
- Einzeln steril verpackt
- Lila Färbung zur Kennzeichnung der enteralen Ernährung

## Spezifikationen

Lcm	Ø mm	Konnektor	Art.-Nr.	VE
30	4,20 x 6,00	gerade	5307.1103	10
30	3,00 x 4,20	abgewinkelt	5307.2103	10
60	4,20 x 6,00	gerade	5307.1106	10
60	3,00 x 4,20	abgewinkelt	5307.2106	10