

# Aufziehkanüle von Vygon

## Aufziehkanüle zum hygienischen Aufziehen

Anzahl pro VE

100 Stück



Nutrisafe 2 - Aufziehkanüle zum Aufziehen von Nahrung oder Medikamenten

Kanüle AußenØ mm	Art.-Nr.	PZN
1,1	817.002	10178710

Nutrisafe 2-Aufziehkanüle

## Nutrisafe 2 – Sicherheitskonzept für die enterale Ernährung

In Anlehnung an die **DIN EN 1615** hat VYGON eine neue Generation Ernährungs-sonden und Zubehör entwickelt, um eine **Verwechslung** der Zuleitungssysteme für die parenterale und enterale Ernährung zu **verhindern**.

Besonders in der Neonatologie und Pädiatrie ist eine versehentliche Verwechslung der Anschlüsse potentiell lebensgefährlich.

Das NUTRISAFE 2-System ist **kein Luer-System** und kann deshalb nicht mit Luer- oder Invers-Luer-Systemen konnektiert werden.

Eine versehentliche **Verwechslung** und die damit verbundenen Risiken werden **zuverlässig ausgeschlossen**.

Die Nutrisafe 2-Aufziehkanüle wird zum Aufziehen von Nahrung oder Medikamenten verwendet. Der männliche Nutrisafe 2-Ansatz an der Aufziehkanüle ermöglicht die Konnektion an Nutrisafe 2-Spritzen.



- Kein Luer-Lock-Anschluss
- Männlicher Nutrisafe 2-Ansatz
- Einzeln steril verpackt
- Lila Färbung zur Kennzeichnung der enteralen Ernährung

## Spezifikationen

Lcm	Ø mm	Art.-Nr.	VE
5,2	1,1	817.002	25