

# Leader-Cath-Set von Vygon

## Katheter aus Polyethylen zur peripheren Blutdruckmessung



### Anzahl pro VE

6 Stück

Komplett-Set nach Seldinger aus druckfestem Polyethylen zur peripheren, dämpfungsfreien Blutdruckmessung, speziell für die Punktion der A.radialis

Katheter Ømm	Katheter G	Katheter Lcm	Ausführung	Art.-Nr.	PZN
0,6 x 0,9	20	8	Nahtmaterial gerader Nadel	115.065	09380412
0,6 x 0,9	20	8	Nahtmaterial gebogener Nadel	115.067	09380429

## Komplett-Set für die A. radialis

Komplett-Set zur peripheren arteriellen Drucküberwachung, speziell für die Punktion der A. radialis

LeaderCath ist ein transparenter röntgenkontrastgebender Katheter aus **druckfestem PE** und gewährleistet eine konstante Druckübertragung auch bei längerer Liegedauer. Katheter und Einführkanüle haben den gleichen Durchmesser, dadurch erfolgt die Katheterplatzierung weitgehend atraumatisch.



### Katheter-Set mit:

- Katheter
- Sicherheitsguide mit **gerader, flexibler Spitze**
- Einführkanüle aus Metall
- **octopus®** mit arteriellem **bionecteur®**
- Spritze (10ml)
- Einschlagtuch
- Lochtuch (50 x 95 cm) mit **Peel-Off-System**
- Dreiwegehahn (rot)
- 5 Mullkompressen
- 3 Tupfer
- Nahtmaterial
- Transparentverband



### Lochtuch

Das patentierte **Peel-Off-System** ermöglicht eine besonders einfache und sichere Entfernung des Lochtuchs

**Variantenfertigung bei Mindestabnahme von 250 Stück möglich**

## Spezifikationen

Katheter			Guide		Einführkanüle			Nahtmaterial	Nahtmaterial	Art.-Nr.	VE
Ømm	G	Lcm	Ømm	Lcm	Ømm	G	Lmm	gerade Nadel	gebogene Nadel		
0,6 x 0,9	20	8	0,5	20	0,9	20	38	✓		115.065	6
0,6 x 0,9	20	8	0,5	20	0,9	20	38		✓	115.067	6