

Trokarkatheter für die Neonatologie und Pädiatrie von Vygon

Trokarkatheter für die Neonatologie und Pädiatrie



Anzahl pro VE

15 Stück

Transparenter Trokarkatheter mit Metalltrokar für die Neonatologie und Pädiatrie

Katheter Ømm	Katheter Fr	Katheter Lcm	Art.-Nr.	PZN
2,7	8	8	625.08	09380843
3,3	10	8	625.10	09380866

Trokarkatheter für die Neonatologie und Pädiatrie

Die 8 cm langen Trokarkatheter sind speziell für eine Anwendung in der Neonatologie ausgelegt. Es sind die Größen 8 und 10 Fr vorhanden.



Vorteile:

- transparenter, knickfester Katheter
- röntgenkontrastfähig
- distal konisch abgerundeter Katheter
- laterale Öffnung
- Zentimetermarkierungen
- proximaler Luer-Lock-Ansatz
- aufgesetzt auf einen Metalltrokar (8 cm) mit konischer Spitze
- proximal mit griffsicherem Ansatz

Zusätzliche Informationen zur Thoraxdrainage finden Sie in unserer [Themenwelt](#).

Wir informieren Sie über die Indikationen, Anwendung, Komplikationen und Anlage einer Thoraxdrainage.

Spezifikationen

Durchmesser		Katheter		Indikation	Art.-Nr.	VE
Ømm	Fr	Länge				
		cm				
2,7	8	8		Frühgeborene	625.08	15
3,3	10	8		Neugeborene	625.10	15