

Trokarkatheter für die Pädiatrie von Vygon

Trokarkatheter mit Fixationsplatte für die Pädiatrie



Anzahl pro VE

10 Stück

Transparenter Trokarkatheter mit Metalltrokar und sperater Fixationsplatte für Pädiatrie

Katheter Ømm	Katheter Fr	Katheter Lcm	Art.-Nr.	PZN
4,0	12	15	635.12	09380872
4,5	14	15	635.14	09380889
6,0	18	15	635.18	09380895

Trokarkatheter für die Pädiatrie

Die 15 cm langen Trokarkatheter sind speziell für eine Anwendung in der Pädiatrie ausgelegt. Es sind Größen von 12-18 Fr vorhanden.

Vorteile:

- transparenter, knickfester Katheter
- röntgenkontrastfähig
- distal konisch abgerundet
- zwei laterale Öffnungen
- Markierungen bei 5 und 10 cm
- Stufenverbinderansatz
- aufgesetzt auf einen Metalltrokar (15 cm) mit konischer Spitze
- stufenloser Übergang vom Trokar zum Katheter
- separate Fixationsplatte

Zusätzliche Informationen zur Thoraxdrainage finden Sie in unserer [Themenwelt](#).

Wir informieren Sie über die Indikationen, Anwendung, Komplikationen und Anlage einer Thoraxdrainage.



Spezifikationen

Katheter		Länge cm	Art.-Nr.	VE
Durchmesser				
Ømm	Fr			
4,0	12	15	635.12	10
4,5	14	15	635.14	10
6,0	18	15	635.18	10