

# Verlängerungskatheter Männl./Weibl. von Vygon



**Mehrzweckverlängerungskatheter aus druckfestem Material mit männlichen und weiblichen Luer-Lock-Ansatz**

**Anzahl pro VE**

25 Stück

Katheterverlängerung zur Infusion, Druckmessung und Angiographie

<b>Katheter Lcm</b>	<b>Schlauch Ømm</b>	<b>Totraum in ml</b>	<b>Luer-Lock-Ansatz</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>PZN</b>
25	2,5 x 4,0	1,6	männl./weibl.	220.020	00882425
50	2,5 x 4,0	2,8	männl./weibl.	220.050	00886239
100	2,5 x 4,0	5,2	männl./weibl.	220.100	00886541

## männl.-weibl. Katheterverlängerung (Heidelberger-Verlängerung)

Verlängerungskatheter aus druckfestem Material ermöglicht eine dämpfungsfreie Druckübertragung

### Verlängerungsleitungen für Infusionssysteme

- geeignet zur Infusion, Druckmessung und Angiographie
- druckfest bis 10 bar
- Ausführung mit verstärkter Wandung
- mit männlichem und weiblichem Luer-Lock-Ansatz



### Spezifikationen

Verlängerungskatheter	Totr.-Vol. ml Ø mm 2,5 x 4,0	Luer-Lock-Ansatz		VE
		männlich	weiblich	
Lcm		Art.-Nr.		
30	1,5	220.020		25
50	2,6	220.050		25
100	5,1	220.100		25