

Verlängerungskatheter Männl./Männl. von Vygon

**Verbindungsleitung aus
druckfestem Material, sowohl
distal als auch proximal mit
männlichem Luer-Lock-Ansatz**



Anzahl pro VE

25 Stück

Verlängerungskatheter aus druckfestem Material ermöglicht eine dämpfungsfreie Druckübertragung

Katheter	Schlauch	Totraum	Luer-Lock-Ansatz	Art.-Nr.	PZN
Lcm	Ømm	in ml			
50	2,5 x 4,0	2,8	männl./männl.	221.050	00886558
100	2,5 x 4,0	5,2	männl./männl.	221.100	00886564
150	2,5 x 4,0	7,7	männl./männl.	221.150	00886570
200	2,5 x 4,0	10,0	männl./männl.	221.200	00887434

männl.-männl. Katheterverlängerung (Heidelberger-Verlängerung)

Verlängerungskatheter aus druckfestem Material ermöglicht eine dämpfungsfreie Druckübertragung

Verlängerungsleitungen für Infusionssysteme

- geeignet zur Infusion, Druckmessung und Angiographie
- druckfest bis 10 bar
- Ausführung mit verstärkter Wandung
- sowohl distal als auch proximal mit männlichem Luer-Lock-Ansatz



Spezifikationen

Katheter Lcm	Schlauch Ømm	Totr.-Vol. ml	Art.-Nr.	VE
50	2,5 x 4,0	2,8	221.050	25
100	2,5 x 4,0	5,2	221.100	25
150	2,5 x 4,0	7,7	221.150	25
200	2,5 x 4,0	10,0	221.200	25