

Lymphographie- Besteck von Vygon

Kanüle zur Kontrastmittelinjektion



Anzahl pro VE

50 Stück

Punktionskanüle zur Kontrastmittelinjektion in die Lymphgefäße

Kanüle AußenØ	Kanüle	Kanüle	Totraum	Art.-Nr.	PZN
mm	in G	Lmm	in ml		
0,4	27	17	0,5	260.04	00903156

Lymphographie-Besteck

Punktionskanüle zur Kontrastmittelinjektion der Lymphgefäße

- extrem **dünnwandige** Kanüle mit **Präzisionsschliff**
- **einseitiger Flügel** ermöglicht eine einfache und sicherere Punktion
- **flexible** und **knickstabile Zuleitung** verfügt über einen Luer-Lock-Ansatz mit Verschlusskappe



Spezifikationen

Ømm	Kanüle		Art.-Nr.	VE
	G	Lmm		
0,4	27	17	260.04	50