

Inject-Site von VYGON

Portkanüle für die Kurzinfusion



Anzahl pro VE

30 Stück

Spezialnadel zur Portpunktion mit Huberschleif zur Kurzzeitinfusion, 90° abgewinkelt

SSB

Dieses Produkt ist eingeschränkt als Sprechstundenbedarf abrechnungsfähig.

Kanüle AußenØ mm	Kanüle in G	Kanüle Lmm	Art.-Nr.	PZN
0,7	22	20	1058.07	00949299
0,9	20	20	1058.09	00949307
0,7	22	25	1058.27	00949313
0,9	20	25	1058.29	00956709

Injectsite

Spezialnadel mit Huberschleif zur Kurzzeitinfusion und Bolus-injektion

- Huberschleif ermöglicht die sichere Punktion des Portseptums ohne die Gefahr der Ausstanzung.
- Nadel ist um 90° abgewinkelt.



Spezifikationen

∅mm	G	Lmm	Art.-Nr.	VE
0,7	22	20,0	1058.07	30
0,7	22	25,0	1058.27	30
0,9	20	20,0	1058.09	30
0,9	20	25,0	1058.29	30