

Bioflow von Vygon

Venenverweilkanüle für die Pädiatrie



Anzahl pro VE

50 Stück

Dünnwandige, transparente Venenverweilkanüle für die Pädiatrie

SSB

Dieses Produkt ist eingeschränkt als Sprechstundenbedarf abrechnungsfähig.

Kanüle Ømm	Kanüle in G	Kanüle Lmm	Durchfl. ml/min	Farbcode	Art.-Nr.	PZN
0,4 x 0,7	24	19	15	gelb	100.06	00848865

Bioflow

Dünnwandige transparente Venenverweilkanüle für die Pädiatrie

- **hohe Durchflussraten**
- **ergonomisches** Design des Kanülenansatzes zur einfachen Punktion
- **Flügel** zur sicheren Fixierung
- Material: **Teflon**



Spezifikationen

ømm	G	Lmm	Durchfluss ml/min	Farbcode	Art.-Nr.	VE
0,4 x 0,7	24	19	15,0	gelb	100.06	50