

# Belüftungskappe von Vygon

## Belüftungskappe zum sauberen Verschließen von Spritzen



**Anzahl pro VE**

50 Stück

Nutrisafe 2 - Belüftungskappe für die Schwerkraftapplikation

<b>für Spritze in ml</b>	<b>Spritzenkonus</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>PZN</b>
20	zentrisch	818.22	06846784
20	exzentrisch	818.23	09527275
60	exzentrisch	818.63	09527281

## Nutrisafe 2 - Belüftungskappe

### Nutrisafe 2 – Sicherheitskonzept für die enterale Ernährung

In Anlehnung an die **DIN EN 1615** hat VYGON eine neue Generation Ernährungs sonden und Zubehör entwickelt, um eine **Verwechslung** der Zuleitungssysteme für die parenterale und enterale Ernährung **zu verhindern**.



Besonders in der Neonatologie und Pädiatrie ist eine versehentliche Verwechslung der Anschlüsse potentiell lebensgefährlich.

Das NUTRISAFE 2-System ist **kein Luer-System** und kann deshalb nicht mit Luer- oder Invers-Luer-Systemen konnektiert werden.

Eine versehentliche **Verwechslung** und die damit verbundenen Risiken werden **zuverlässig ausgeschlossen**.

Die Belüftungskappe wird zur Schwerkraftapplikation verwendet und ermöglicht so ein sauberes Verabreichen der Nahrung.

- Kein Luer-Lock-Ansatz
- Passend für 20 ml und 60 ml Spritzen
- Einzeln steril verpackt
- Lila Färbung zur Kennzeichnung der enteralen Ernährung

### Spezifikationen

für Spritzen	Art.Nr. Spritzen	Art.-Nr.	VE
20	1015.202	818.22	50
20	1015.213	818.23	50
60	1015.603	818.62	50