

Duodenalsonden, Typ Levin PUR von Vygon

Levin-Sonde aus PUR für die Pädiatrie und Erwachsenenmedizin



Anzahl pro VE

50 Stück

Duodenalsonden Typ Levin zur enteralen Ernährung in PUR- oder Silikon Ausführung

| Sonde Fr | Sonde Ømm | Sonde Lcm | Art.-Nr. | PZN |
|----------|-----------|-----------|----------|----------|
| 6 | 2,0 | 125 | 1391.06 | 00987650 |
| 8 | 2,5 | 125 | 1391.08 | 11659630 |
| 10 | 3,3 | 125 | 1391.10 | 00987673 |
| 12 | 4,0 | 125 | 1391.12 | 00987696 |
| 14 | 4,6 | 125 | 1391.14 | 00989525 |
| 16 | 5,3 | 125 | 1391.16 | 00989531 |
| 18 | 6,0 | 125 | 1391.18 | 00989548 |
| 21 | 7,0 | 125 | 1391.21 | 00989554 |

Duodenalsonde Typ Levin

Die Duodenalsonden Typ Levin sind in den Ausführungen PUR und Silikon verfügbar.



Pur:

- zur mittelfristigen Ernährung
- transparent und röntgenkontrastfähig
- distal geschlossen, vier seitliche Öffnungen
- Zentimetermarkierung alle 10 cm von 45 cm bis 75 cm

Silikon:

- zur Langzeiternährung
- vollkontrastgebend
- distal geschlossen, vier seitliche Öffnungen
 - Zentimetermarkierung alle 5 cm von 20 cm bis 50 cm bzw. von 45 cm bis 75 cm

Spezifikationen

| Sonde | | Art.-Nr. | VE |
|-------|-----|----------|----|
| Fr | Lcm | | |
| 6 | 125 | 1391.06 | 50 |
| 8 | 125 | 1391.08 | 50 |
| 10 | 125 | 1391.10 | 50 |
| 12 | 125 | 1391.12 | 50 |
| 14 | 125 | 1391.14 | 50 |
| 16 | 125 | 1391.16 | 50 |
| 18 | 125 | 1391.18 | 50 |
| 21 | 125 | 1391.21 | 10 |