

Epicutaneo-Haumont-Kit von Vygon

Zweiteiliger 2 Fr Nabelkatheter aus Silikon für die Neonatologie und Pädiatrie



Anzahl pro VE

10 Stück

Nabelvenenkatheter 24G (2Fr) für die Neonatologie zur parenteralen Ernährung und medikamentösen Langzeittherapie.

| Katheter Ømm | Katheter Fr | Katheter Lcm | Ausführung | Art.-Nr. | PZN |
|-----------------|----------------|-----------------|---|----------|----------|
| 0,3 x 0,6 | 2 | 30 | mit Stahlkanüle mit 3 Einführschleusen | 2184.01 | 09397565 |

Nabelkatheter - Silikon

Nabelvenenkatheter 24 G (2 Fr) für die Neonatologie zur parenteralen Ernährung und medikamentösen Langzeit-therapie

Der Katheter besteht aus hochwertigem **Silikon** und wird somit den Anforderungen an die **Patientensicherheit** und **Biokompatibilität** in hohem Maße gerecht.

Die neu entwickelte Einführtechnik ermöglicht eine, im Vergleich zur perkutanen Platzierungstechnik, **einfachere sichere und schmerzlose Katheterplatzierung**.



- Exakte Kontrolle der Katheterposition durch voll kontrastgebenden, längenmarkierten Katheterschlauch
- Einfache und sichere Konnektion von Katheter und Zuleitung durch bewährten **Easy-Lock-Adapter**

Katheter-Set:

- Silikonkatheter
- 3 Einführschleusen in 6 Fr (8,9 und 11 cm Länge) für die Katheterisierung der Nabelvene
- Einführkanüle aus Stahl 20 G (27 cm Länge) zur perkutanen Katheterisierung
- Maßband

Spezifikationen

| Katheter | | | Totr.-Vol. ml | Durchfl. ml/min (1 bar) | Stahlkanüle Butterfly 20 G | Einführschleuse 6Fr | Art.-Nr. | VE |
|-----------|-----|-----|------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------|----------|----|
| Ømm | Fr | Lcm | | | | | | |
| 0,3 x 0,6 | 2,0 | 30 | 0,12 | 5,0 | ✓ | ✓ | 2184.01 | 10 |