

ZVK Multiset

Komplettset zur Vorbereitung einer zentralvenösen Katheterisierung

Anzahl pro VE

25 Stück



Komplettset für eine aseptische Platzierung zentraler Venenkatheter. Das patentierte Peel-Off-System ermöglicht eine einfache und sichere Entfernung des Lochtuchs

Art.-Nr. PZN

199.201 09380613

ZVK-Platzierungs-Set

Zur optimalen Vorbereitung der Insertionsstelle und zur Reduzierung von katheterassoziierten Sepsen empfehlen wir die Verwendung des ZVK-Platzierungs-Set.

Das ZVK-Platzierungs-Set enthält alle für eine sterile Vorbereitung der Insertionsstelle notwendigen Komponenten und gewährleistet so eine aseptische Arbeitsweise bei der Anlage eines zentralvenösen Katheters.

Das im Set enthaltene großflächige Abdecktuch und das große Lochtuch mit dem patentierten **Peel-Off-System** und klebenden Sichtfenster bilden eine maximale Keimbarriere während der Platzierung des zentralen Venenkatheters.



Setinhalt:

- Einschlagtuch, 100 x 120 cm (gleichzeitig sterile Ablagefläche)
- Kittel
- Handtuch, 30 x 39 cm
- Schale, 190 x 120 x 30 mm
- 3 Schälchen, 120 ml
- Quaddelkanüle, G25 0,5 x 16 mm
- Stichkanüle, G21 0,8 x 38 mm
- je 1 Spritze, 2 ml, 5 ml, 10 ml
- 4 große Tupfer
- 2 kleine Tupfer
- 2 Tupferklemmen
- 2 Stieltupfer
- 10 Mullkompressen, 10 x 10 cm, 8-fach
- Abdecktuch, 140 x 160 cm
- Lochtuch mit **Peel-Off-System**, 140 x 100 cm

Das patentierte **Peel-Off-System** ermöglicht eine besonders einfache und sichere Entfernung des Lochtuchs.



Spezifikationen

ZVK-Platzierungs-Set mit Peel-Off-System	Art-Nr.	VE
	199.201	8