

Nachfüllset für PCA von Vygon

Ersatzkappe, weiblich/weiblich Adapter und Tragekordel



Anzahl pro VE

10 Stück

Set mit Ersatzkappe, Tragekordel und weiblich/weiblich Adapter zum Nachbefüllen des PCA-System

Art.-Nr. PZN

7302.02 04482154

Nachfüllset für PCA-System

Das VYGON PCA-System kann nur mithilfe des Nachfüllsets wiederbefüllt werden. Hierzu ist die Kappe des Systems aufzubrechen und das alte Reservoir zu entnehmen. Nun kann ein neues Medikamentenreservoir (empfohlen) oder das gebrauchte Reservoir mithilfe eines weiblich/weiblich Adapters befüllt und eingeschraubt werden. Anschliessend muss eine neue Kappe zum Verschluss des Systems aufgesetzt werden.



Setinhalt:

- Verschlusskappe mit Patientenhebel
- weiblich/weiblich Adapter
- Tragekordel

Spezifikationen

Nachfüllset für PCA-System	Art.-Nr.	VE
	7302.02	10