

Stufenadapter von Vygon

Stufenadapter zur Verbindung an PEG-Sonden

Anzahl pro VE

30 Stück

Stufenadapter mit männlichem Ansatz

Trichteransatz	Art.-Nr.	PZN
mit männlichem Ansatz	368.12	12426477



Nutrisafe 2 - Stufenadapter

Nutrisafe 2 – Sicherheitskonzept für die enterale Ernährung

In Anlehnung an die **DIN EN 1615** hat VYGON eine neue Generation Ernährungssonden und Zubehör entwickelt, um eine **Verwechslung** der Zuleitungssysteme für die parenterale und enterale Ernährung zu **verhindern**.



Besonders in der Neonatologie und Pädiatrie ist eine versehentliche Verwechslung der Anschlüsse potentiell lebensgefährlich.

Das NUTRISAFE 2-System ist **kein Luer-System** und kann deshalb nicht mit Luer- oder Invers-Luer-Systemen konnektiert werden.

Eine versehentliche **Verwechslung** und die damit verbundenen Risiken werden **zuverlässig ausgeschlossen**.

Der Stufenadapter mit männlichem Nutrisafe 2-Ansatz kann zur Konnektion an PEG-Sonden verwendet werden.

- Kein Luer-Lock-Ansatz
- Stufenadapter mit männlichem Nutrisafe 2-Ansatz
- Einzeln steril verpackt
- Lila Färbung zur Kennzeichnung der enteralen Ernährung

Spezifikationen

Ansatzform	Art.-Nr.	VE
männlich	368.12	30