

Nutrisafe 2 Dreiwegehahn von Vygon

**Dreiwegehahn zur Erweiterung
der Anschlussmöglichkeiten**



Anzahl pro VE

50 Stück

Nutrisafe 2 - Dreiwegehahn

Ausführung Art.-Nr. PZN

für Nutrisafe 2 5802.01 06847602

Nutrisafe 2 - Dreiwegehahn

Nutrisafe 2 – Sicherheitskonzept für die enterale Ernährung

In Anlehnung an die **DIN EN 1615** hat VYGON eine neue Generation Ernährungssonden und Zubehör entwickelt, um eine **Verwechslung** der Zuleitungssysteme für die parenterale und enterale Ernährung **zu verhindern**.



Besonders in der Neonatologie und Pädiatrie ist eine versehentliche Verwechslung der Anschlüsse potentiell lebensgefährlich.

Das NUTRISAFE 2-System ist **kein Luer-System** und kann deshalb nicht mit Luer- oder Invers-Luer-Systemen konnektiert werden.

Eine versehentliche **Verwechslung** und die damit verbundenen Risiken werden **zuverlässig ausgeschlossen**.

Der Dreiwegehahn hat einen weiblichen Nutrisafe 2-Ansatz und zwei männliche Nutrisafe 2-Ansätze.

So kann der Dreiwegehahn an eine Nutrisafe 2-Sonde konnektiert und die Anschlussmöglichkeiten an das System werden erweitert.

- Kein Luer-Lock-Ansatz
- Männlicher und weiblicher Nutrisafe 2-Ansatz
- Einzeln steril verpackt
- Lila Färbung zur Kennzeichnung der enteralen Ernährung

Spezifikationen

Dreiwegehahn	Art.-Nr.	VE
	5802.01	50