

# Verband-Set von Vygon

## Mini Verband-Set zur Abdeckung von Kanülen, Kathetern oder Sonden



**Anzahl pro VE**

15 Stück

Steriles Fixierpflaster und Vlieskompressen zur  
hygienischen Abdeckung

**Art.-Nr.    PZN**

2364.000  00322666

## Verband-Set

Das Verband-Set eignet sich optimal für die Versorgung von perkutanen endoskopischen Gastrostomie-Sonden (PEG-Sonden), perkutanen endoskopischen Jejunostomie-Sonden und suprapubischen Kathetern (SPK). Durch die abgerundeten Ecken des Pflasters löst dieses sich bei Reibung durch die Kleidung nicht so schnell von der Haut ab. Die Vlieskompressen sind weich und bieten dem Patienten einen optimalen Tragekomfort.



Das Verband-Set enthält folgende Produkte:

- 3 Vlieskompressen 7,5 cm x 7,5x cm (4-fach)
- 2 Schlitz-Vlieskompressen 7,5 cm x 7,5 cm (4-fach)
- 1 Fixierpflaster (elastisch) mit abgerundeten Ecken 12cm x 15 cm

## Spezifikationen

Fixierpflaster	Vlieskompressen	Schlitz-Vlieskompressen	Art.-Nr.	VE
Maße cm	Maße cm	Maße cm		
12 x 15	7,5 x 7,5	7,5 x 7,5	2364.000	15