

# Perfusafe2 mit Autoflush von Vygon

## Sicherheitsportkanüle für die Portpunktion mit Autoflush



### Anzahl pro VE

10 Stück

Sicherheitsportkanüle mit Huberschleif zur Vermeidung von Nadelstichverletzungen bei der Portpunktion mit nadelfreiem Konnektionssystem

SSB

Dieses Produkt ist eingeschränkt als Sprechstundenbedarf abrechnungsfähig.

Katheter Ømm	Kanüle in G	Kanüle Lmm	Art.-Nr.	PZN
1,1	19	15	5249.116	06556201
1,1	19	20	5249.121	06556224
1,1	19	25	5249.126	06556247
0,7	22	15	5249.716	06556282
0,7	22	20	5249.721	06556307
0,7	22	25	5249.726	06556336
0,9	20	15	5249.916	06556365
0,9	20	20	5249.921	06556388
0,9	20	25	5249.926	06556402


## Perfusafe2 mit Autoflush

**Sicherheitsportkanüle mit Huberschliff zur Vermeidung von Nadelstichverletzungen bei der Portpunktion.**

Das nadelfreie Konnektionssystem **Autoflush** reduziert die Gefahr der Katheterspitzenokklusion auf ein Minimum.



- **Hochdruckgeeignet** bis 24 bar
- **Kennzeichnung** von Nadelgröße, maximalem Druck und maximaler Durchflussrate auf der Klemme
- Huberschliff ermöglicht die sichere und häufige Punktion des Portseptums ohne die Gefahr der Ausstanzung
- **Transparente** Auflageflügel zur Inspektion der Punktionsstelle
- **Griffige**, stabile Flügel zur sicheren Führung der Kanüle bei Punktion und Entfernung
- Zuleitung und Ansätze aus PUR
- **Flaches Flügeldesign** für hohen Patientenkomfort
- Nadel 90° abgewinkelt
- **Weiches, luftdurchlässiges Schaumstoffpad**
- **Leichtgängiges Sicherheitssystem** zum Schutz vor Nadelstichverletzungen gemäß TRBA 250



## Spezifikationen

Ømm	G	Lmm	Art.-Nr.	VE
1,1	19	15,0	5249.116	10
1,1	19	20,0	5249.121	10
1,1	19	25,0	5249.126	10
0,7	22	15,0	5249.716	10
0,7	22	20,0	5249.721	10
0,7	22	25,0	5249.726	10
0,9	20	15,0	5249.916	10
0,9	20	20,0	5249.921	10
0,9	20	25,0	5249.926	10