

Hubsite2 von Vygon

Punktionskanülen

Anzahl pro VE

10 Stück

Portpunktionskanüle mit Huberschliff

SSB



Dieses Produkt ist eingeschränkt als Sprechstundenbedarf abrechnungsfähig.

Kanüle AußenØ mm	Kanüle in G	Kanüle Lmm	Art.-Nr.	PZN
1,1	19	15	1239.115	07369464
1,1	19	20	1239.120	07369470
1,1	19	25	1239.125	07369487
1,1	19	30	1239.130	07369493
0,7	22	15	1239.715	07369501
0,7	22	20	1239.720	07369518
0,7	22	25	1239.725	07369524
0,7	22	30	1239.730	07369530
0,9	20	15	1239.915	07369607
0,9	20	20	1239.920	07369694
0,9	20	25	1239.925	07369725
0,9	20	30	1239.930	07369731

Hubsite2 ohne Autoflush

Portpunktionskanüle mit Huberschliff

- **Hochdruckgeeignet** bis 24 bar
- Huberschliff ermöglicht die sichere und häufige Punktion des Portseptums ohne die Gefahr der Ausstanzung
- **Griffige, weiche Flügel** zur sicheren Führung der Kanüle bei Punktion und Entfernung
- Flexible PUR-Zuleitung
- Nadel 90° abgewinkelt



Spezifikationen

ømm	G	Lmm	Art.-Nr.	VE
1,1	19	15,0	1239.115	10
1,1	19	20,0	1239.120	10
1,1	19	25,0	1239.125	10
1,1	19	30,0	1239.130	10
0,7	22	15,0	1239.715	10
0,7	22	20,0	1239.720	10
0,7	22	25,0	1239.725	10
0,7	22	30,0	1239.730	10
0,9	20	15,0	1239.915	10
0,9	20	20,0	1239.920	10
0,9	20	25,0	1239.925	10
0,9	20	30,0	1239.930	10