

Lifecath Biflux von Vygon

Zweilumiger Langzeitkatheter aus Silikon



Anzahl pro VE

1 Stück

Teilimplantierbarer Langzeitkatheter aus Silikon zur Simultanverabreichung von nicht kompatiblen Medikamenten oder Lösungen, zweilumig

Katheter Fr	Katheter Lcm	Durchfl. ml/min	Kathetermaterial	Material	Ausführung	Art.-Nr.	PZN
7,0	93	2,0 / 15,0	Silikon	-	-	2293.070	09397789
9,5	93	33,4 / 33,4	Silikon	-	-	2293.095	09397803
11,0	93	25,0 / 80,0	Silikon	-	mit Einführbesteck	2293.11	09397826
11,0	93	25,0 / 80,0	Silikon	-	-	2293.110	09397766
7,0	93	2,0 / 15,0	Silikon	-	mit Einführbesteck	2293.70	09397849
9,0	93	5,0 / 35,0	Silikon	-	mit Einführbesteck	2293.90	09397855
9,5	93	33,4 / 33,4	Silikon	-	mit Einführbesteck	2293.95	09397861
9,5	93	33,4 / 33,4	Silikon	Silikon Expert	mit Einführbesteck	8293.96	09446915

Lifecath Biflux Expert

Teilimplantierbarer Langzeitkatheter aus Silikon zur Simultanverabreichung von nicht kompatiblen Medikamenten oder Lösungen, zweilumig

Für den Lifecath Biflux steht neben dem Standard-Silikonkatheter wahlweise das seit Jahren bei zentralvenösen Kathetern verwendete **EXPERT**-Material zur Verfügung. Die **EXPERT** Silberionentechnologie zeigt eindeutig, dass die Besiedlung von Kathetern mit grampositiven und gramnegativen Keimen drastisch reduziert wird. Dies führt zu einer verbesserten Prophylaxe gegen katheterassoziierte Infektionen. Patienten und Anwender profitieren gleichermaßen von der Verbesserung des Pflegestandards.



Das nadelfreie Konnektionssystem **Autoflush** reduziert die Gefahr der Katheterspitzenokklusion auf ein Minimum.

- **Extravasaler Bereich verstärkt**
- Beide Lumen enden distal
- Sicherheits-Katheterklemmen auf extra verstärkten Klemmschläuchen
- Die subkutane **Dacron®-Manschette** bietet Schutz gegen eine aufsteigende Kathetersepsis und eine zusätzliche Lagefixierung des Katheters
- Für die Reparatur beschädigter Katheter sind entsprechende **Repair-Sets** und ein spezieller Silikonklebstoff erhältlich

Katheter-Set:

- Silikonkatheter
- Untertunnelungstrokar

Komplett-Set:

- Silikonkatheter
- Untertunnelungstrokar
- Einführbesteck
- Autoflush
- Skalpell

Spezifikationen

		Katheter				Durchfluss ml/min	Material	Einführbesteck	Praxisshop	Art.-Nr.	VE
Ømm	Fr	L ges. cm	L intravasal cm	Lumen Ømm							
2,35	7,0	93	57	0,6 / 1,0	2,0 / 15,0	Silikon		✓	2293.070	1	
2,35	7,0	93	57	0,6 / 1,1	2,0 / 15,0	Silikon	✓		2293.70	1	
3,00	9,5	93	57	1,3 / 1,3	33,4 / 33,4	Silikon		✓	2293.095	1	
3,00	9,5	93	57	1,3 / 1,3	33,4 / 33,4	Silikon	✓		2293.95	1	
3,75	11,0	93	57	1,0 / 1,6	25,0 / 80,0	Silikon		✓	2293.110	1	
3,75	11,0	93	57	1,0 / 1,6	25,0 / 80,0	Silikon	✓		2293.11	1	
2,35	7,0	93	57	0,6 / 1,0	2,0 / 15,0	Silikon Expert		✓	8293.071	1	
2,35	7,0	93	57	0,6 / 1,1	2,0 / 15,0	Silikon Expert	✓		8293.71	1	
3,00	9,5	93	57	1,3 / 1,3	33,4 / 33,4	Silikon Expert		✓	8293.096	1	
3,00	9,5	93	57	1,3 / 1,3	33,4 / 33,4	Silikon Expert	✓		8293.96	1	
3,75	11,0	93	57	1,0 / 1,6	25,0 / 80,0	Silikon Expert		✓	8293.111	1	
3,75	11,0	93	57	1,0 / 1,6	25,0 / 80,0	Silikon Expert	✓		8293.12	1	

Das Einführbesteck Introducath Desilet "Break-Away" ist auch separat zu beziehen.