

# Multi-Sonoset safety von Vygon

für die ultraschallgestützte  
Regionalanästhesie oder  
Gefäßkatheteranlage

Anzahl pro VE

25 Stück



Das Basisset ist für die ultraschallgestützte Regionalanästhesie oder Gefäßkatheteranlage ausgelegt. Zum Schutz vor Nadelstichverletzungen enthält es Safety-Kanülen.

**Art.-Nr.    PZN**

199.1292    10174818

multisonoset safety

**vielseitig sicher unter Sicht**

**Das Basisset ist auf die vielseitige Anwendung von Ultraschall in der Anästhesie abgestimmt.** Das

Universallochtuch verfügt über einen großen transparenten Sichtteil und eine Saugfläche um den Lochausschnitt. Hierdurch können motorische Stimulationsantworten bei peripheren Nervenblockaden erkannt und Blutausläufe bei der Gefäßkatheteranlage aufgefangen werden. Der 1,20 m lange Sondenüberzug und das beiliegende sterile Gel gewährleisten eine hygienisch einwandfreie ultraschallgestützte Punktion.



**Das Set ist gemäß den Anforderungen der TRBA 250 zum Schutz vor**


**Nadelstichverletzungen ausgelegt.** Die Kanülen für die Lokalanästhesie verfügen über einen Sicherheitsmechanismus, der nach Anwendung am Patienten die Nadelspitze umschließt. Hierdurch wird das Risiko einer Stichverletzung mit einer kontaminierten Kanüle sicher ausgeschlossen.

Die Zusammenfassung der Verbrauchsmaterialien als Set erspart ein händisches Bereitlegen. Das hiermit verbundene Risiko einer Kontamination als auch der zeitliche Aufwand der Zusammenstellung entfallen.

Durch den Einsatz des Sets können Verfahren vereinheitlicht und hygienische Standards für die ultraschallgestützte Punktion festgelegt werden.

#### **Setinhalt:**

- Einschlagtuch, 75 cm x 90 cm (gleichzeitig sterile Arbeitsfläche)
- Tupferbecher 60 ml in Warnfarbe Rot um Verwechslungen zu vermeiden
- Tupferklemme
- 4 kleine, 2 große Tupfer
- Spritze 2 ml
- Spritze 5 ml
- Spritze 10 ml
- Safety-Quaddelkanüle 25 G (0,5 mm x 16 mm)
- Safety-Stichkanüle 25 G (0,5 mm x 38 mm)
- Safety-Filteraufziehkanüle 18 G (1,2 mm x 40 mm) mit 5 µm Filter schützt vor Partikelkontamination
- Sondenüberzug (Länge 120 cm), besonders flexibel
- Steriles Ultraschallgel (20 g), viskos
- Universallochtuch (100 cm x 80 cm)





+ Sonderüberzug, Gel

Der Sonderüberzug und das sterile Gel gewährleisten eine hygienisch einwandfreie ultraschallgestützte Punktion



+ Safety-Kanülen

Das aktive Sicherheitssystem schützt zuverlässig vor Nadelstichverletzungen gemäß TRBA 250



+ Safety-Filteraufziehkanüle

Ein in die Kanüle integrierter 5 µm Filter schützt vor Partikelkontamination

## Spezifikationen

multisonosetsafety

Art.-Nr. VE

199.1292 25