

# Dialyse Expert Safe von Vygon

## Antimikrobieller Highflow- Katheter aus Polyurethan mit Sicherheitskanüle



**Anzahl pro VE**

10 Stück

Zweilumiger zentralvenöser Silberionen-inkorporierter Highflow-Katheter mit Sicherheitspunktionskanüle nach Seldinger mit breitem Wirkspektrum für mehr Patientensicherheit.

<b>Katheter Ømm</b>	<b>Katheter Fr</b>	<b>Katheter Lcm</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>PZN</b>
4,0	12	15	8132.916	11125319
4,0	12	20	8132.926	11125331
4,0	12	24	8132.936	11125325

## Dualyse Expert Safe mit Clip Highflow Shaldon Katheter

Zweilumiger zentralvenöser **Silberionen-inkorporierter** Highflow-Katheter nach Seldinger mit hohen Durchflussraten. Aufgrund seines breiten Wirkspektrums eignet sich dieser antimikrobielle Shaldon-Katheter hervorragend als Standardkatheter für die Akutdialyse, Notfallmedizin und Intensivmedizin.

- Silberionen-inkorporierter Shaldon Katheter
- hervorragende Platzierungseigenschaften durch vollkontrastgebenden, längenmarkierten Katheter aus thermosensiblen PUR
- **Sicherheitspunktionskanüle seldisafe®** mit optimierten, **echogenen Eigenschaften**
- **knickstabiler Sicherheits-Guide aus Nitinol** ermöglicht eine schnelle und sichere Katheterplatzierung überV. jugularis
- knickstabile Zuleitungen können zur optimalen Anpassung an die anatomischen Verhältnisse im Halsbereich des Patienten gebogen und mit entfernbarem Fixierclip am Fixierflügel befestigt werden
- die flexible, abgerundete Katheterspitze minimiert das Risiko von Gefäßwandverletzungen
- strömungsoptimierte seitliche Austrittsöffnungen ermöglichen
- eine problemlose Aspiration von Blut ohne Ansaugen des Shaldon-Katheters an die Gefäßwand
- einen optimalen Flüssigkeitsein- und austritt aus den Katheterlumen
- risikoarmes Infusionsmanagement durch farbig gekennzeichnete Klemmen



### Katheter-Set:

- Katheter aus Silberionen-inkorporiertem Polyurethan
- Fixierclip für Zuleitung
- **Sicherheitspunktionskanüle seldisafe®** mit optimierten, echogenen Eigenschaften
- **knickstabiler Sicherheits-J-Guide** aus Nitinol mit Einhand-Einführhilfe
- **Safety-Skalpell**
- Universalverschlussstopfen
- Fixierflügel, klemmbar
- Dilator (für 12 Fr Katheter liegen zur leichteren Einführung zwei Dilatoren 8,5 Fr und 12 Fr bei)

Katheter 10 Fr  
distales Lumen 12 G  
proximales Lumen 12 G

Katheter 12 Fr  
 distales Lumen 11 G  
 proximales Lumen 11 G

## Spezifikationen

Katheter			Lumen G		Guide		Einführkanüle			Art.-Nr.	VE
Ømm	Fr	Lcm	Totr.-Vol. ml	Durchfl. ml/min	Ømm	Lcm	Ømm	G	Lmm		
			Dist.	Prox.							
3,3	10	15	12	12	0,88	60	1,4	17	70	8132.816	10
			1,5	1,4							
			205	210							
3,3	10	20	12	12	0,88	60	1,4	17	70	8132.826	10
			1,6	1,5							
			185	190							
4,0	12	15	11	11	0,88	60	1,4	17	70	8132.916	10
			1,7	1,7							
			350	380							
4,0	12	20	11	11	0,88	60	1,4	17	70	8132.926	10
			1,9	1,9							
			315	350							
4,0	12	24	11	11	0,88	70	1,4	17	70	8132.936	10
			2,0	2,0							
			311	319							