

Uni-Basisset safety von Vygon

Zur Vorbereitung einer zentralvenösen Katheterisierung oder Regionalanästhesie

Anzahl pro VE

30 Stück



Vielseitig einsetzbares Komplettsset für die Vorbereitung einer zentralvenösen Katheterisierung oder Regionalanästhesie. Die beinhalteten Sicherheitskanülen entsprechen den Anforderungen des Arbeitsschutz.

Art.-Nr. PZN

199.251 10354673

einfach sicher und effizient

Die VYGON Basis-Sets können für eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen genutzt werden. Einfach ausgestattet mit den notwendigsten Komponenten zur Abdeckung und Lokalanästhesie sind sie aber insbesondere hilfreich für die Anlage eines Gefäßkatheters oder die Durchführung einer Regionalanästhesie. Die Zusammenfassung der Verbrauchsmaterialien als Set erspart ein händisches Bereitlegen. Das hiermit verbundene Risiko einer Kontamination als auch der zeitliche Aufwand der Zusammenstellung entfallen.



Setinhalt:

- Einschlagtuch (75 cm x 90 cm)
- Tupperbecher (60 ml)
- Tupperklemme
- 4 kleine Tupfer
- 2 große Tupfer
- Spritze (2 ml)
- Spritze (5 ml)
- Spritze (10 ml)
- Safety-Filteraufziehkanüle 18 G (1,2 mm x 40 mm)
- Safety-Quaddelkanüle 25 G (0,5 mm x 16 mm)
- Safety-Stichkanüle 21 G (0,8 mm x 38 mm)
- Lochtuch (100 cm x 80 cm)
mit großem, transparenten Folienanteil.



+ Safety-Kanülen

Das aktive Sicherheitssystem schützt zuverlässig



+ Safety-Filteraufziehkanüle

Ein in die Kanüle integrierter **5 µm Filter**

vor Nadelstichverletzungen schützt vor
gemäß **TRBA 250** Partikelkontamination

Spezifikationen