

# Adapter

**Zum hygienische Verschließen  
von nutritif-Spritzenzylinder bei  
der Schwerkraftapplikatio**



**Anzahl pro VE**

300 Stück

nutrfit - Belüftungskappe für die  
Schwerkraftapplikation mit einer Ernährungsspritze

<b>für Spritze in ml</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>PZN</b>
20 und 60	OPE20/60ENFIT	14187195

## Nutrifit Belüftungskappe (ENFit™)

### Nutrifit Belüftungskappe für die Schwerkraftapplikation mittels ENFit™-Spritzen

Die ISO 80369 ist eine internationale Normenreihe mit dem Ziel Verbindungsstücke mit kleinem Durchmesser in medizinischen Anwendungen mit individuellen Sicherheitsansätzen zu standardisieren.



Die Norm besteht dabei aus zwanzig Teilen, die sich jeweils mit einem bestimmten Applikationsweg befassen. Der dritte Teil, die ISO 80369-3, bezieht sich auf die enterale Applikation und definiert die Geometrie des genormten, enteralen ISO Konnektors „ENFit™“.

Unter dem Handelsnamen nutrifit bietet Vygon das ENFit™-Sicherheitssystem für die enterale Ernährung an.

Oftmals benötigen pädiatrische Patienten nur geringen Mengen an Nahrung auf einmal. Diese wird häufig mit Hilfe einer enteralen Ernährungsspritze per Schwerkraft verabreicht. Zum hygienischen Verabreichen der enteralen Ernährung über die Schwerkraftapplikation, kann eine Belüftungskappe auf den Spritzenzylinder konnektiert werden.

- Für 20ml und 60ml Spritzen geeignet
- Einzeln steril verpackt
- Lila Färbung zur Kennzeichnung der enteralen Ernährung

### Spezifikationen

Für Spritzen in ml	Art.-Nr.	VE
20 und 60	OPE20/60ENFIT	150