

# Repair-Set für Lifecath Twin von Vygon

## Repair-Set Lifecath Twin

**Anzahl pro VE**

10 Stück

Repair-Set für Lifecath Twin



<b>Ausführung</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>PZN</b>
arteriell	1277.01	06847275
venös	1277.02	06847281

## Repair-Set Lifecath Twin

Trotz größtmöglicher Sorgfalt ist bei dauerhafter Anwendung die Beschädigung extrakorporaler Teile von Langzeitkathetern nicht auszuschließen. Für diesen Fall ermöglichen Ihnen die VYGON Repair-Sets eine unkomplizierte, sichere und vollständige Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit.



### Repair-Set:

- Zuleitung für den venösen und arteriellen Katheter
- Lifecath Lock-System
- Stahlmandrin zur leichteren Konnektion der Zuleitung

## Spezifikationen

für Katheter	Art.-Nr.	VE
arteriell	1277.01	5
venös	1277.02	5