

# Zuleitung für saflo von Vygon

## Zuleitung mit Luer-Lock und Rapid-Anschluss für saflo Katheter



### Anzahl pro VE

10 Stück

Abkoppelbare Zuleitung für den saflo Katheter für eine erhöhte Mobilität der Patienten


ID und AD Ømm	Lcm	HIMI-Nr.	Art.-Nr.	PZN
0,41 x 1,55	5	03.99.99.0011	P001-00	13346088
0,41 x 1,55	60	03.99.99.0011	T060-00	13346160
0,41 x 1,55	100	03.99.99.0011	T100-00	13346183
041 x 1,55	100	03.99.99.0011	T100-SP	13346214

## saflo™ Zuleitung

Die Zuleitungen für die subkutanen Sicherheitkatheter saflo™ gestatten eine schnelle An- und Abkopplung an den Katheter über eine Rapid-Kupplung.

Die Zuleitungen sind in verschiedenen Längen und Ausführungen erhältlich wodurch eine maximale Variabilität des Systems erzielt wird.

Die Ansätze zur Zuleitungen sind mit Verschlusskappen versehen um eine Kontamination bei der Entnahme aus dem Blister zu verhindern. Die Produkte sind Einzel steril verpackt.



## Spezifikationen

ID mm	AD mm	Zuleitungslänge cm	HIMI- Nr.	Art.-Nr.	V.E.
0,41	1,55	5	03.99.99.0011	P001-00	10
0,41	1,55	60	03.99.99.0011	T060-00	10
0,41	1,55	100	03.99.99.0011	T100-00	10
0,41	1,55	100	03.99.99.0011	T100-SP	10