

Uni-Basisset safety peeloff von Vygon

**Komplettset mit
Sicherheitskanülen und Peel-
Off-Lochtuch zur Vorbereitung
einer Katheterisierung oder
Regionalanästhesie**



Anzahl pro VE

30 Stück

Komplettset mit Sicherheitskanülen und neuartigen Peel-Off-Lochtuch zur Vorbereitung einer venösen Katheterisierung oder Regionalanästhesie

Art.-Nr. PZN

199.250 09380636

Basis-Set Safety

Die VYGON Basis-Sets können für eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen genutzt werden. Einfach ausgestattet mit den notwendigsten Komponenten zur Abdeckung und Lokalanästhesie sind sie aber insbesondere hilfreich für die Anlage eines Gefäßkatheters oder die Durchführung einer Regionalanästhesie. Die Zusammenfassung der Verbrauchsmaterialien als Set erspart ein händisches Bereitlegen. Das hiermit verbundene Risiko einer Kontamination als auch der zeitliche Aufwand der Zusammenstellung entfallen.



Das Basis-Set Safety ist gemäß den Anforderungen der TRBA 250 zum Schutz vor Nadelstichverletzungen ausgelegt. Die Kanülen für die Lokalanästhesie verfügen über einen Sicherheitsmechanismus, der nach Anwendung am Patienten die Nadelspitze umschließt. Hierdurch wird das Risiko einer Stichverletzung des Anwenders mit einer kontaminierten Kanüle sicher ausgeschlossen.

Setinhalt:

- Einschlagtuch, 75 cm x 90 cm (gleichzeitig sterile Arbeitsfläche)
- Tupferbecher 60 ml
- Tupferklemme
- 4 kleine, 2 große Tupfer
- Lochtuch, peelbar, 100 cm x 80 cm, mit selbstklebendem Fixierstreifen, Arbeitsöffnung im oberen Drittel, mit Absorptionsfläche
- je 1 Spritze, 2 ml, 5 ml und 10 ml
- Sicherheits-Quaddelkanüle, 0,5 mm x 16 mm, gemäß TRBA 250
- Sicherheits-Stichkanüle, 0,8 mm x 38 mm, gemäß TRBA 250
- Aufziehkanüle, 1,2 mm x 40 mm, mit integriertem 5 µm Filter im Ansatzstück zum partikelfreien Aufziehen von Medikamenten

Hinweis:

Das im Set beinhaltete Lochtuch verfügt über ein **patentiertes Peel-Off-System**. Hierdurch ist die Entfernung, nach erfolgreichem Eingriff, durch ein "aufpeelen" der überlappend geklebten Seitenteile möglich. Dies ist von besonderem Vorteil nach einer Katheteranlage. Sicher und einfach kann das Tuch von der Katheteraustrittsstelle abgenommen werden, ohne dass das sonst übliche Aufreißen oder Aufschneiden erforderlich wäre.



Spezifikationen

Basis-Set mit Peel-Off-Lochtuch und Sicherheitskanülen

Art.-Nr.	VE
199.250	30