

Lifecath PICC Direktpunktion von Vygon

**Peripherer, zentraler
Venenkatheter aus
thermosensiblen PUR**



Anzahl pro VE

10 Stück

Peripherer zentraler Venenkatheter für intermittierende, medikamentöse Therapien im stationären und ambulanten Bereich Platzierung des Katheters über peelbarer Kunststoffkanüle

Katheter Fr	Katheter Ømm	Katheter Lcm	Lumen	Art.-Nr.	PZN
3	1	60	1	1294.13	15208841
4	1.35	60	1	1294.14	15208858
5	1.67	60	1	1294.15	15208864
4.5	1.5	60	2	1294.245	15208870

Lifecath PICC-Direktfunktion

Die Alternative zum Port-System

Die PICCs von Vygon sind ein- und zweilumige Katheter aus vollkontrastgebendem, thermosensiblen Polyurethan die für intermittierende, medikamentöse Therapien > 30 Tage im stationären und ambulanten Bereich eingesetzt werden.



Setinhalt Lifecath PICC-Direktfunktion:

- Peelbare Kunststoffkanüle
- bionector[®]
- Fixierpflaster griplik[®]
- Maßband

Die Katheter werden peripher über eine spaltbare Kunststoffkanüle platziert und die Katheterspitze endet im zentralvenösen System (Vena cava superior). Die unterschiedlich großen Katheter und Lumina ermöglichen die Auswahl des optimalen Katheters für den jeweiligen Patienten und das jeweilige Therapiefeld.

Therapiefelder u.a.:

- Chemotherapie
- Totale parenterale Ernährung (TPN)
- Antibiosetherapie

Die integrierte Extensionsleitung des PICCs entfernt den Manipulationsort von der Kathetereintrittsstelle und hilft so Gefäßreizungen zu vermeiden.

Der Katheter hat eine Liegezeit > 30 Tage.

Spezifikationen

Fr	Ø mm	Lcm	Katheter			Durchfl. ml/min	Ø G	Kanüle		Art.-Nr.	VE
			Lumen	Totr.-Vol. ml				L mm			
3	1	60	1	0,5	1,6	19		32	1294.13	10	
4	1,35	60	1	0,66	9,4	17		32	1294.14	10	
5	1,67	60	1	1	36	15		32	1294.15	10	
4,5	1,5	60	2	0,5/0,5	8,2 / 8,2	15		32	1294.245	10	