

Introducath Desilet "Break-Away" von Vygon

Entfernbares Einführbesteck



Anzahl pro VE

10 Stück

Vollständig entfernbare Besteck zum venösen Einführen von implantierbaren Langzeitkathetern

ID und AD Ømm	für Katheter in Fr	Art.-Nr.	PZN
1,8 x 2,3	5	1146.05	00965737
2,1 x 2,6	6	1146.06	00965743
2,4 x 3,1	7	1146.07	00965766
2,8 x 3,4	8	1146.08	00965772
3,1 x 3,7	9	1146.09	00965789
3,4 x 4,1	10	1146.10	00965795
4,1 x 4,7	12	1146.12	00965803

Introducath Desilet "Break-Away"

Vollständig entfernbares Besteck zur venösen Einführung von implantierbaren Langzeitkathetern nach Seldinger Die "Break-away"-Technik ermöglicht das Entfernen des Einführbestecks nach der Platzierung des Katheters mittels Untertunnelung. Das Introducath-Desilet „Break-Away“ eignet sich besonders für die Platzierung von Ports, Langzeitkathetern zur total parenteralen Ernährung (Broviac, Hickman) und implantierbaren Herzschrittmacher-Sonden.



Einführbesteck:

- **Einführkanüle**
- **Sicherheits-J-Guide** zur optimalen Passage der Venenklappen, mit Einhandeinführhilfe
- **Dilatator**, 20 cm, mit aufgesetzter, vollkontrast-gebender spaltbarer **Schleuse**, 14 cm
- **Spritze** (10 ml)

Spezifikationen

Schleuse Ømm	für Katheter		Guide		Kanüle			Art.-Nr.	VE
	mm	Fr	Ømm	Lcm	Ømm	G	Lmm		
1,8 x 2,3	1,7	5,0	0,96	70	1,4	17	70	1146.05	10
2,1 x 2,6	2,0	6,0	0,96	70	1,4	17	70	1146.06	10
2,4 x 3,1	2,3	7,0	0,96	70	1,4	17	70	1146.07	10
2,8 x 3,4	2,7	8,0	0,96	70	1,4	17	70	1146.08	10
3,1 x 3,7	3,0	9,0	0,96	70	1,4	17	70	1146.09	10
3,4 x 4,1	3,3	10,0	0,96	70	1,4	17	70	1146.10	10
4,1 x 4,7	4,0	12,0	0,96	70	1,4	17	70	1146.12	10