

# repairset lifecath CT PICC easy von VYGON

## Repairset zum Austausch des lifecath CT PICC easy® Katheterzuleitung



### Anzahl pro VE

10 Stück

Durch den enthaltenen Einführmandrin lässt sich die Extensionsleitung einfach mit dem Katheterschlauch verbinden.

<b>Hersteller-Produktbezeichnung</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>PZN</b>
repairset lifecath CT PICC easy	1293.203	15209183
repairset lifecath CT PICC easy	1293.204	15209208
repairset lifecath CT PICC easy	1293.205	15209220

## Repairset lifecath CT PICC easy®

### Repairset zum Austausch des lifecath CT PICC easy® Katheterzuleitung

Bei Bedarf kann die Extensionsleitung des CT PICC easy® Katheters von Vygon ausgetauscht werden.

Durch den enthaltenen Einführmandrin lässt sich die Extensionsleitung einfach mit dem Katheterschlauch verbinden. Die Schraubverbindung stellt im Anschluss eine sichere Verbindung beider Katheterteile dar.



Die einzelne Extensionsleitung ist hochdruckgeeignet bis 325 psi (22,4 bar).



#### Setinhalt:

- Extensionsleitung mit Einführmandrin
- Hochdruckgeeignet bis 325 psi (22,4 bar)
- bionector®
- Schiebeklemme
- Fixierpflaster griplik®

#### Spezifikationen

Fr	Repair-Set für Katheter Art.-Nr.	Art.-Nr.	VE
3	V021292213	1293.203	10
4	V021292214	1293.204	10
5	V021292215	1293.205	10