

# PICC/Midline Pflegeset von Vygon

## Pflegeset zur sterilen Pflege peripherer Katheter

**Anzahl pro VE**

40 Stück



Pflegeset, das hilft die hygienische und sterile Pflege peripherer Katheter zu standardisieren und so hilft das Kontaminationsrisiko zu senken.

<b>Hersteller-Produktbezeichnung</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>PZN</b>
PICC/Midline Pflegeset	96900554V	12740038

## PICC/Midline Pflegeset

### Für eine standardisierte und hygienische Katheterpflege

Das PICC Pflegeset von Vygon ist optimal auf die einzelnen Schritte einer hygienischen Katheterpflege abgestimmt. Das Set enthält alle sterilen Einzelkomponenten, die für den wöchentlichen Pflasterwechsel benötigt werden.

Die Zusammenfassung der Verbrauchsmaterialien als Set erspart ein händisches Bereitlegen jeder einzelnen Komponente. Das hiermit verbundene Risiko einer Kontamination als auch der zeitliche Aufwand der Zusammenstellung entfallen.

Durch den Einsatz des Sets können Verfahren vereinheitlicht und hygienische Standards für die Katheterpflege festgelegt werden.



### Setinhalt:

- Haube
- 2 Gesichtsmasken
- Einschlagtuch als sterile Arbeitsfläche (75 cm x 50 cm)
- Handtuch (45 cm x 35 cm)
- 2 Paar Nitrilhandschuhe (Größe 7 / 8)
- 2 Klebestreifen
- 1x Spritze (10 ml)
- 1x gefüllte NaCl 0,9% Spritzen (10 ml)
- bionector<sup>®</sup>
- 10 Kompressen (7,5 cm x 7,5 cm)
- Fixierpflaster griplik<sup>®</sup> 3 in 1
- Transparenter Dermafilm Verband (20 cm x 15 cm)

### Spezifikationen

Bezeichnung	Art.-Nr.	VE
PICC/Midline Pflegeset	96900554V	40