

Sicherheits-Butterfly-Kanüle von Vygon

Sicherheits-Butterfly-Kanüle von Vygon



Anzahl pro VE

50 Stück

Sicherheitskanüle zum Schutz vor Nadelstichverletzungen

SSB

Dieses Produkt ist eingeschränkt als Sprechstundenbedarf abrechnungsfähig.

Kanüle AußenØ mm	Kanüle in G	Kanüle Lmm	Farbcode	Art.-Nr.	PZN
0,4	27	19	grau	246.043	15822446
0,5	25	19	orange	246.053	15822452
0,6	23	19	blau	246.063	15822469
0,7	22	19	schwarz	246.073	15822481
0,8	21	19	grün	246.083	15822498
0,9	20	19	gelb	246.093	15822506
1	19	19	beige	246.113	15822535

Sicherheits-Butterfly-Kanüle

Sicherheitspunktionskanüle mit beidseitigen Flügeln und Zuleitung zum Schutz vor Nadelstichverletzungen gemäß TRBA 250

- extrem **dünnwandige** Kanüle
- **Präzisionsschliff** ermöglicht eine einfache Punktion
- **beidseitige Flügel** zur sicheren Kanülenführung
- **flexible** und **knickstabile** Zuleitung mit Luer-Lock-Ansatz und Verschlusskappe
- **leichtgängiges Sicherheitssystem** zum Schutz vor Nadelstichverletzungen gemäß TRBA 250



Spezifikationen

Ømm	Kanüle			Zuleitung			Farbcode	Art.-Nr.	VE
	G	Lmm	Lcm	Ømm					
				ID	AD				
0,4	27	19	30	1,6	2,35	grau	246.043	50	
0,5	25	19	30	1,6	2,35	orange	246.053	50	
0,6	23	19	30	1,6	2,35	blau	246.063	50	
0,7	22	19	30	1,6	2,35	schwarz	246.073	50	
0,8	21	19	30	1,6	2,35	grün	246.083	50	
0,9	20	19	30	1,6	2,35	gelb	246.093	50	
1	19	19	30	1,6	2,35	beige	246.113	50	