

ready-Set "feed" von Vygon

**2 Lumen mit einem
Rückschlagventil und einem
bionector®**



Anzahl pro VE

10 Stück

Infusionssysteme für die gezielte Gabe verschiedener hochwirksamer Medikamente über getrennte Lumen.

Lumen	Ausführung	Art.-Nr.	PZN
2	L1 mit Bakterienfilter & RSV L2 mit Bionecteur	836.201	02166644

ready-set® „feed“ von Vygon

Infusionssysteme für gezielte Gabe verschiedener hochwirksamer Medikamente über getrennte Lumen

- **Rückschlagventile** verhindern das Aufsteigen von Medikamenten das **nadelfreie Konnektionssystem bionector®** schützt vor
- Nadelstichverletzungen und Gefäßkatheterassoziierten Infektionen
- **gerade Flusskanäle** verhindern das Anhaften von Keimen
- **Filtersysteme** (0,22 µm) dienen zur Bakterienretention, Partikel- und Luftabscheidung sowie zum Schutz bei der Gabe inkompatibler Medikamente



Spezifikationen

Todr.-Vol.			Durchfluss			Ausführung			Art.-Nr.	VE	
L1	L2	L3	L1	L2	L3	Bionector	Rückschlag-ventil	Filter			Verlängerung
0,43			5					Bakterien		807.204	10
0,59			1,6					Bakterien	✓	807.205	10
2,3			7				✓	Lipid	✓	807.506	10