

filter-a-line 150cm von Vygon

150cm Verlängerung

Anzahl pro VE

10 Stück

Infusionssysteme für die gezielte Gabe verschiedener hochwirksamer Medikamente.

Lumen	Ausführung	Art.-Nr.	PZN
1	mit Lipidfilter & RSV mit Verlängerung	807.506	09380955

filter-a-line® von Vygon

Infusionssysteme für gezielte Gabe verschiedener hochwirksamer Medikamente über getrennte Lumen

- **Rückschlagventile** verhindern das Aufsteigen von Medikamenten
- **Filtersysteme** (0,22 µm) dienen zur Bakterienretention, Partikel- und Luftabscheidung sowie zum Schutz bei der Gabe inkompatibler Medikamente



Spezifikationen

Todr.-Vol. ml			Durchfluss ml/min			Ausführung			Art.-Nr.	VE	
L1	L2	L3	L1	L2	L3	Bionecteur	Rückschlag- ventil	Filter			Verlängerung
0,43			5					Bakterien		807.204	10
0,59			1,6					Bakterien	✓	807.205	10
2,3			7				✓	Lipid	✓	807.506	10