

# Curos Tips von 3M

## Desinfektionskappen für männliche Luer-Anschlüsse

### Anzahl pro VE

2000 Stück

Desinfektionskappen für männliche Luer-Anschlüsse zur Reduzierung des Kontaminationsrisikos bei Manipulation bspw. am distalen Ende einer Infusionsleitung.



### Ausführung

### Art.-Nr.

### PZN

5 Stk. Auf Folienstreifen VIMCM5-200R 16167676

## 3M™ Curos™ Tips


Desinfektionskappen für männliche Luer-Anschlüsse zur Reduzierung des Kontaminationsrisikos bei Manipulation  
bspw. am distalen Ende einer Infusionsleitung.

- Desinfektionskappe mit 70 % Isopropanol (IPA)
- Desinfektion innerhalb von 60 Sekunden
- Liegezeit max. 7 Tage
- Einfaches Handling durch leichtes Aufschrauben auf den männlichen Luer-Anschluss
- Hygienische und zeitsparende Handhabung direkt am Patienten dank Desinfektionskappen auf Folienstreifen zu
- 5 Stück auf Folienstreifen



### Anwendungshinweis:

- Verwendung nur bei männlichen Luer-Anschlüssen
- Nur für den Einmalgebrauch – keine Wiederverwendung möglich



### Spezifikationen

Beschreibung	Ausführung	Art.-Nr.	V.E.
3M Curoc Tips Desinfektionskappen für männliche Luer-Anschlüsse	5 Stück auf Folienstreifen	VIMCM5-200R	2000