

Leadercathset Safe + A. radialis von Vygon

Komplett-Set zur peripheren arteriellen Drucküberwachung



Anzahl pro VE

20 Stück

Sicherheitspunktionsset zur peripheren arteriellen Drucküberwachung, speziell für die Punktion der A. radialis

Katheter Ømm	Katheter Lcm	Art.-Nr.	PZN
0,6 x 0,9	8	V02770140	

leadercathset S + A. radialis, Komplett-Set

Sicherheitspunktionsset zur peripheren arteriellen Drucküberwachung, speziell für die Punktion der A. radialis

Den bestmöglichen Schutz der Anwender vor Nadelstichverletzungen und der damit verbundenen Infektionsgefahr bieten Sicherheitsgeräte, deren Verwendung nach den Vorschriften der TRBA 250 verpflichtend ist.

leadercath ist ein transparenter, röntgenkontrastgebender Katheter aus druckfestem PE und gewährleistet eine konstante Druckübertragung auch bei längerer Liegedauer. Das im Set enthaltene Pflaster griplik in Kombination mit dem Transparentverband Tegaderm™ der Firma 3M™ bietet ein optimales Haftverhalten.



Komplettsetinhalt:

- Einschlagtuch (75 x 90 cm)
- Lochtuch mit Peel-Off-System (50 x 100 cm) und klebendem Sichtfenster
- Katheter
- Sicherheitsguide mit gerader, flexibler Spitze
- Sicherheitspunktionskanüle seldisafe
- druckfeste Zuleitung octopus mit arteriellem autoflush
- Safety-Quaddelkanüle 25G (0,5 x 16 mm)
- Spritze Luer (5 ml)
- 5 Mullkompressen (10 x 10 cm)
- 4 Tupfer
- Tupferbecher rot (60 ml)
- Transparentverband Tegaderm (7 x 8,5 cm)
- griplik IV peripher und arteriell

Spezifikationen

ømm	Katheter		Guide		ømm	Einführkanüle		Art.-Nr.	VE
	G	Lcm	ømm	Lcm		G	Lcm		
0,6 x 0,9	20	8	0,5	20,0	1	20	38	V2770140	20