

Komplett-Set zur



Blutaustauschtransfusion von Vygon

Blutaustausch-Set zur Vorbereitung und Durchführung einer Blutaustauschtransfusion

Anzahl pro VE

1 Stück

Komplett-Set zur Blutaustauschtransfusion

Art.-Nr. PZN

275.00 09380725

Komplettset zur Blutaustauschtransfusion

Set-Inhalt:

- Vierwegehahn mit Zuspritzmöglichkeit
- Verlängerungskatheter
- röntgenkontrastfähiger einlumiger Nabelkatheter, 5 Fr aus PVC
- röntgenkontrastfähiger einlumiger Nabelkatheter, 7 Fr aus PVC
- 2 Luer-Lock-Spritzen, 20 ml
- Luer-Spritze, 10 ml
- Quaddelkanüle (0,5 x 15 mm)
- Messschale aus Kunststoff
- Transfusions-Set
- Lineal (15 cm)
- 3 Tupfer (50 x 50 mm)
- Lochtuch (50 x 60 cm)
- 1 Paar Handschuhe
- Kontroll-Tabelle



Spezifikationen

Komplettset zur Blutaustauschtransfusion	Art.-Nr.	VE
	275.00	1